

Verarbeitungsanleitung

überarbeitet am: 19.08.2014

Produkt: **Gipslöser**

Seite: 1/1

Schnell und mit extra hoher Lösekraft!

1 Liter **Gipslöser** löst 100g Gips nach nur 24 Stunden

Das Anmischen des Gipses in verunreinigten Anmischbechern verursacht eine Erhöhung der Gipsexpansion um bis zum 100 %. Dies kann Ursache für Passungsungenauigkeiten sein.

Klasse 4 empfiehlt daher, einmal pro Woche alle Anmischwerkzeuge mit **Gipslöser** zu reinigen!

Anwendungsbereiche:	Gipslöser für Gipsanrührbecher, Gipsspatel, Sockelformer, Gummiringe etc.
Anwendung:	• Gipsspatel und andere Kleinteile in den Anrührbecher legen • Anrührbecher randvoll mit Gipslöser füllen und je nach Verunreinigung mindestens 2 h oder besser über Nacht einwirken lassen. • Anschließend Anrührbecher gut mit klarem Wasser und Bürste ausspülen. • Gipslöser kann auch 1:1 mit Wasser verdünnt angewandt werden
Lagerung:	Gipslöser im gut verschlossenen Originalgebinde lagern und vor Frost schützen.
Entsorgung:	Gipslöser kann nach Gebrauch in kleinen Mengen (bis 2 l) in der Kanalisation entsorgt werden.
Gefahrenhinweis:	Gipslöser ist basisch und darf nicht in Augen und Schleimhäute gelangen!
Verpackungseinheiten:	1 x 2 Liter 3 x 2 Liter 6 x 2 Liter